

最终报价表

耗材项目名称： 贝克曼配套试剂耗材一批（重新招标）

项目编号： LHRM-YYHC-2026080

单位：人民币元

序号	深圳医用耗材阳光交易和监管平台代码	产品注册名	产品注册证号	规格型号	原产地品牌	生产企业	包装规格	最小计量单位	报价(元)	备注
1	541772	AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液	苏械注准20182400143	4X1000mL	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司	4X1000mL	盒	913	
2	581780	AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液	苏械注准20162400329	4X2000mL	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司	4X2000mL	盒	935	
3	561547	全量程C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）	国械注进20152402211	试剂1（R1）：4 × 30 mL，试剂2（R2）：4 × 30 mL。（测试数：标准应用4×300测试，或高灵敏度应用4×440测试，适用仪器 AU5800）	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特（美国）股份有限公司	试剂1（R1）：4 × 30 mL，试剂2（R2）：4 × 30 mL。（测试数：标准应用4×300测试，或高灵敏度应用4×440测试，适用仪器 AU5800）	盒	3714	
4	2050409	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法）	苏械注准20172400669	R1：4×40mL+ R2:4×40mL，4×810 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司	R1：4×40mL+ R2:4×40mL，4×810 测试	盒	648	
5	939928	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）	苏械注准20172400167	R1：4×29mL，4×845 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司	R1：4×29mL，4×845 测试	盒	70.99	

6	939933	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(乳酸脱氢酶法)	苏械注准 20162400332	R1:4×50mL+ R2:4×25mL, 4×980 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1:4×50mL+ R2:4×25mL, 4×980 测试	盒	147.45	
7	939923	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法)	苏械注准 20182400144	R1: 4×27mL + R2: 4×9mL, 4×240 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×27mL + R2: 4×9mL, 4×240 测试	盒	501.26	
8	939924	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法)	苏械注准 20182400144	R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL, 4×455 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL, 4×455 测试	盒	952.4	
9	939931	甘油三酯测定试剂盒(GPO-POD法)	苏械注准 20162400335	R1:4×50mL+ R2:4×12.5 mL, 4×750 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1:4×50mL+ R2:4×12.5 mL, 4×750 测试	盒	359.6	
10	939927	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法)	苏械注准 20182400142	R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL, 4×455 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×51.3mL + R2: 4×17.1mL, 4×455 测试	盒	635.08	
11	543847	胱抑素 C 校准品	苏械注准 20152401221	R1: 6 × 1 mL	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 6 × 1 mL	盒	1410	
12	939938	碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP 底物-AMP 缓冲液法)	苏械注准 20162400330	R1:4×30mL+ R2:4×30 mL, 4×945 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1:4×30mL+ R2:4×30 mL, 4×945 测试	盒	153.6	
13	561503	类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)	国械注进 20172400279	试剂 1 (R1): 4×24mL, 试剂 2 (R2): 4×8mL。 (测试数: 4×240 测试)	日本贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	试剂 1 (R1): 4×24mL, 试剂 2 (R2): 4×8mL。 (测试数: 4×240 测试)	盒	2829	
14	544198	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)	苏械注准 20172400668	R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL, 4×810 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL, 4×810 测试	盒	778	

15	2050792	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	国械注进 20172400922	试剂 1: 4 × 15 mL, 试剂 2: 4 × 6.5 mL。(测试数: 4×170 测试)	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	试剂 1: 4 × 15 mL, 试剂 2: 4 × 6.5 mL。(测试数: 4×170 测试)	盒	1312.4	
16	2050410	乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法)	苏械注准 20162400337	R1:4×40mL+ R2:4×20mL, 4×830 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1:4×40mL+ R2:4×20mL, 4×830 测试	盒	630.8	
17	939936	天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH 法)	苏械注准 20162400328	R1:4×50mL+ R2:4×50mL, 4×1900 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1:4×50mL+ R2:4×50mL, 4×1900 测试	盒	299.1	
18	561467	微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)	国械注进 20182400191	校准品: 水平 1-水平 5: 1 × 2 mL。	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(爱尔兰)股份有限公司	校准品: 水平 1-水平 5: 1 × 2 mL。	盒	2770	
19	561505	载脂蛋白-A1 测定试剂盒(免疫比浊法)	国械注进 20152400308	试剂 1 (R1): 4×13mL, 试剂 2 (R2): 4×13mL。(测试数: 4×330 测试)	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	试剂 1 (R1): 4×13mL, 试剂 2 (R2): 4×13mL。(测试数: 4×330 测试)	盒	3018	
20	561506	载脂蛋白 B 测定试剂盒(免疫比浊法)	国械注进 20152400306	试剂 1 (R1): 4 × 13mL, 试剂 2 (R2): 4 × 7 mL。(测试数: 4×340 测试)	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	试剂 1 (R1): 4 × 13mL, 试剂 2 (R2): 4 × 7 mL。(测试数: 4×340 测试)	盒	3108.96	
21	581737	载脂蛋白校准品	国械注进 20162404627	水平 1:1×2mL(白盖);水平 2:1×2mL(黄盖);水平 3:1×2mL(橙盖);水平 4:1×2mL(红盖);水平 5:1×2mL(黑盖)。	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	水平 1:1×2mL(白盖);水平 2:1×2mL(黄盖);水平 3:1×2mL(橙盖);水平 4:1×2mL(红盖);水平 5:1×2mL(黑盖)。	盒	4139	
22	581753	脂肪酶测定试剂盒(色原底物法)	国械注进 20182402667	试剂 1 缓冲液 (R1 Buffer): 4 × 30 mL, 试剂 1 冻干粉(R1 Lyo): 4 瓶, 试剂 2 (R2): 4 x 10 mL, 校准品冻干粉: 2 瓶。(测试数: 4×230 测试)	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(美国)股份有限公司	试剂 1 缓冲液 (R1 Buffer): 4 x 30 mL, 试剂 1 冻干粉 (R1 Lyo): 4 瓶, 试剂 2 (R2): 4 x 10 mL, 校准品冻干粉: 2 瓶。(测试数: 4×230 测试)	盒	4140	

23	939940	直接胆红素测定试剂盒(重氮盐法)	苏械注准 20162400325	R1 DBIL B: 4×6mL+ R1 DBIL C: 4×6mL, 4×310 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1 DBIL B: 4×6mL+ R1 DBIL C: 4×6mL, 4×310 测试	盒	95.36	
24	939941	直接胆红素测定试剂盒(重氮盐法)	苏械注准 20162400325	R1 DBIL B: 4×20mL+ R1 DBIL C: 4×20 mL, 4×1050 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1 DBIL B: 4×20mL+ R1 DBIL C: 4×20 mL, 4×1050 测试	盒	317.83	
25	939943	总胆固醇测定试剂盒(酶法)	苏械注准 20172400670	R1: 4×45mL, 4×2380 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×45mL, 4×2380 测试	盒	318.06	
26	939945	总胆红素测定试剂盒(重氮盐法)	苏械注准 20162400331	R1 TBIL B: 4×40mL+ R1 TBIL C: 4×40 mL, 4×2020 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1 TBIL B: 4×40mL+ R1 TBIL C: 4×40 mL, 4×2020 测试	盒	559.52	
27	2050408	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)	苏械注准 20152400093	R1: 4×54mL + R2: 4×18mL, 4×440 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×54mL + R2: 4×18mL, 4×440 测试	盒	1566.4	
28	939946	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)	苏械注准 20172400169	R1: 4×25mL + R2: 4×25mL, 4×980 测试	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	R1: 4×25mL + R2: 4×25mL, 4×980 测试	盒	64.05	
29	/	AU 生化分析系统专用试剂-清洗液	不做医疗器械管理	6x2L	苏州贝克曼库尔特	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	6x2L	盒	2589	
30	/	溶血、脂血、黄疸样本检查液	不做医疗器械管理	16 x 48mL	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(爱尔兰)股份有限公司	16 x 48mL	盒	1313	
31	/	电极清洗液	不做医疗器械管理	6 x 450mL	爱尔兰贝克曼库尔特	贝克曼库尔特(爱尔兰)股份有限公司	6 x 450mL	盒	5319	

32	543094	尿液分析试纸条 (干化学法)	国械注进 20172402235	100 人份/桶	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	100 人份/桶	盒	166	
33	562259	尿液分析用鞘液	苏苏械备 20160413 号	2x7L	苏州贝克曼 库尔特	贝克曼库尔特实 验系统 (苏州) 有限公司	2x7L	箱	2545	
34	543089	尿液分析用稀释 液	国械备 20140182	4×475mL	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	4×475mL	盒	979	
35	561458	尿液有形成分分 析用校准品	国械注进 20162400556	4×125mL	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	4×125mL	盒	1370	
36	543087	尿液有形成分分 析用质控物 / 调 焦液	国械注进 20152402847	4×125mL(阳性质控物 1× 125mL, 阴性质控物 1×125mL, 调焦液 2×125mL)。	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	4×125mL(阳性质控物 1× 125mL, 阴性质控物 1×125mL, 调焦液 2×125mL)。	盒	1152	
37	581810	清洗液	苏苏械备 20160412 号	2×7L。	苏州贝克曼 库尔特	贝克曼库尔特实 验系统 (苏州) 有限公司	2×7L。	箱	529.2	
38	/	清洗液	不做医疗器械 管理	10×10mL 校准液; 2×5 张校准 试纸条。	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	10×10mL 校准液; 2×5 张校准 试纸条。	盒	2265	
39	/	清洗液	不做医疗器械 管理	4X425mL	爱尔兰贝克 曼库尔特	贝克曼库尔特 (爱尔兰) 股份 有限公司	4X425mL	盒	1090	

遴选供应商名称: 深圳市锐普佳贸易有限公司

日期: 2026 年 07 月 14 日